

Provtagningsanvisningar Patologi

Sentinel Node, Core samt övriga biopsier

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Remissanvisningar ” REMISS PAD Sahlgrenska sjukhuset
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock. Anmäl senast dagen innan vilka preparat som ska opereras via fax eller telefon.
Fixering	Ofixerat material: Färska preparat ska inkomma direkt till Laboratoriet för klinisk patologi vardagar senast kl. 15:15. Fixerat material: Övriga preparat fixeras på operationsavdelningen efter kontakt med ansvarig BMA vid bröstsektionen. Telefon, dagtid: 0703-323298 Allmänt gäller att preparatet ska läggas i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Mängden formaldehyd skall vara 5-10 gånger större än provets volym.
Utförande	Sentinel Node (ofixerat material) <ul style="list-style-type: none"> • Lägg preparatet i en torr burk märkt med patientens personnummer. • Håll burken kyld med is och transportera den omgående till Laboratoriet för klinisk patologi tillsammans med remiss. • Intraoperativ analys utförs på maximalt fyra lymfkörtlar enligt anvisningar i KVASt-dokument, SvFP (Svensk Förening för Patologi, Kvalitets- och Standardiseringskommittén, www.svfp.se). • Samtliga insända lymfkörtlar omhändertas och analyseras dock på konventionellt sätt (paraffinbäddning). • Hantering av uppenbara ”non-sentinel-nodes”, se nedan. Extra lymfkörtlar (non-sentinel-nodes): fixerat material <ul style="list-style-type: none"> • Placeras i ett eller flera separata transportkärl enligt kirurgens önskemål • Fixeras. • Sändes med separat remiss med relevanta uppgifter. Biopsier Core- & vacorabiopsier (grov- och mellannåls-biopsier) samt stansbiopsier allmänt <ul style="list-style-type: none"> • Nålbopsier samt stansbiopsier fixeras före transport (se ovan, Fixering). • Preparatröntgen önskvärt från lesioner med (mikro-)kalkinlagring. • Separat dosa/kärl om endast en av flera biopsikolvar med verifierat kalkinnehåll (förbättrar förutsättningar för korrelerande histopatologi). • Preparatröntgenbilder (pappersutskrift) följer med till laboratoriet.

Provtagningsanvisningar Patologi

	<p>Diagnostiska core-/vacora-biopsier</p> <ul style="list-style-type: none"> Inmärkning av biopsiområdet genom kolsuspension/clips för bättre förutsättningar postoperativt kartlägga tumörområde som neoadjuvant behandlats <p>Mamillbas</p> <ul style="list-style-type: none"> Tydliga, orienterande suturinmärkningar av resektionsytor med korrelerande uppgifter på medföljande remiss Uppnålas vid behov på liten korkplatta. Som vid mammarpreparat; dorsal (djup yta) mot underlaget, ventral yta mot betraktaren. Övriga inmärkningar med orienterande anvisningar (remiss). Fixera preparatet
Övrigt	<p>Preparatröntgen</p> <ul style="list-style-type: none"> Röntgenundersökning av det avlägsnade preparatet (oftast partiell mastektomi/sektorresektat) är önskvärt på preparat med icke palpabla tumörer med/utan föregående indikering av tumören. Avlägsnad, orienteringsmärkt bröstvävnad nålas upp på korkplatta (identitetsmärktes) före undersökningen. Orienteringen skall bevaras vid röntgenundersökningen. Eventuell preoperativ indikering av tumör kvarsitter. Färskvävnadpreparat transporteras och handläggs skyndsamt (Se ovan). Röntgenutlåtande samt eventuell pappersutskrift på röntgenbild skall medfölja provet till laboratoriet. <p>Kontakta ansvarig BMA vid bröstsektionen om någon patient blir struken från operationslistan. TELEFON DAGTID: 0703-323298</p>
Kontakt	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16
Transport	<p>Proven kan sändas per post, skickas med intertransport eller lämnas direkt på laboratoriet. All extern transport som utförs av Transportcentral SU/Mölndal sker enligt ADR-S 6.2. Godsdeklaration skall medfölja.</p> <p>Fixerade prov ska förvaras i rumstemperatur</p> <p>Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 I annat fall förvaras fixerade prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle.</p> <p>Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.</p> <p>Hur prov skall förpackas se "Packa Provet Rätt", information från Folkhälsomyndigheten</p>