

## HTLV I/II

Metoder	<b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> HTLV I/II antikroppar
Provmaterial	Serum, plasma  Serumrör (med eller utan gel). Plasmarör (enbart EDTA). Obs! Tillsatser som heparin och citrat ska inte användas.
Provtåg	För serologisk analys krävs 1 ml prov/analys i 10-ml rör utan tillsats. I undantagsfall kan analysen utföras med mindre blodmängd, minirör 1-2 ml eller kapillär rör.
Svarsrutiner	Analysen utförs varje dag. Vid akutmärkning av prov rings svar ut samma dag som provet ankommer.

### [Provtagningsanvisningar](#)