

# Cyclospora cayetanensis

*Cyclospora cayetanensis* kan orsaka långdragna diarréer och buksmärtor och kan vara en orsak till turistdiarre. Tillståndet är ofta självläkande men kan ibland kräva antibiotikabehandling. Hos immunsupprimerade kan svåra och långdragna diarréer ses. Rapporterade fall i Sverige har varit utlandssmittade.

## Provmaterial

Faeces i burk taget med provtagningslev. Obs! Burk UTAN tillsats.

För mer information, se provtagningsmateriel, art.nr 108388760 Faecesburk med sked 15 ml med skruvlock.

## Analysmetod

### [Se Faeces, cystor och maskägg \(mikroskopi\).](#)

Detektion i faeces-prov genom påvisning av oocystor vid mikroskopi.

Frågeställning *Cyclospora* skall anges på remissen då särskild färgning genomförs.

## Svarsrutin

Proverna svaras ut elektroniskt inom 3 dygn från dess att provet ankommer till oss. För de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev

## Tänk på:

Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.