

# Cystoisospora belli

*Cystoisospora belli* (f.d. *Isospora belli*) kan orsaka diarréer framför allt hos immunsupprimerade patienter efter vistelse i tropiska och subtropiska områden.

## Provmaterial

Faeces i burk taget med provtagningslev. Obs! Burk UTAN tillsats

För mer information, se provtagningsmateriel, art.nr 108388760 Faecesburk med sked 15 ml med skruvlock.

## Analysmetoder

[Se Faeces, cystor och maskägg \(mikroskopi\).](#)

Detektion i faeces-prov genom påvisning av oocystor vid mikroskopi. Frågeställning *Cystoisospora* skall anges på remissen då särskild färgning genomförs.

## Tänk på:

Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.

Proverna svaras ut elektroniskt, och för de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev.