

Helicobacter pylori antigen i faeces

Allmänt

För diagnostik av *Helicobacter pylori* kan antigenet påvisas direkt i faeces. Testet är endast kvalitativt men har hög tillförlitlighet och är dessutom i högsta grad patientvänligt. Testet kan användas både för diagnostik (ihop med andra parametrar och klinisk bild) och för kontroll efter avslutad eradikeringsbehandling. Falskt negativitet kan förekomma om patienten under den närmaste 14-dagars perioden före provtagningen stått på antibiotika, protonpumpshämmare eller vismut.

Provtagningsmaterial

Tomt plaströr utan tillsatser med sked.

Provtagningsteknik

Faeces av minst en ärtas storlek tas från blöja, värmedesinfekterat bäcken eller faeces lagt på toalettpapper i ett rent kärl. Faeces förs ned i röret, locket tillskrivas ordentligt. Märk med patientidentifikation, avdelning och provtagningsdatum.

Förvaring och transport

I väntan på transport förvaras provet i kylskåp.

Svar och bedömning

I provsvaret anges eventuell förekomst av Helicobacterantigen. Om antigenet finns är det en mycket stark indikation på en aktuell infektion.