

Difteriodling

Indikation

Misstanke om klinisk infektion med eller asymtomatiskt bärarskap av *Corynebacterium diphtheriae*.

Provmaterial

Prov från membran, vita beläggningar och/eller inflammerade områden i svalget.

Analysprincip

Kvalitativ odling på agarplatta och anrikning i Löffler-rör.

Provtagningsmaterial

Art.nr 103 605 440 Rosa kork ESwab; Styv, flockad pinne, med lite större topp.

Provtagning

En provtagningspinne rullas kraftigt över membraner, vita beläggningar eller inflammerade områden i svalget. Lyft eventuella membraner och försök få med underliggande material. Provtagningspinnen förs efter provtagningen ner i röret med transportmedium.

Provtransport

Prov för odling sänds omgående till laboratoriet. Om detta inte är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.

Tänk på: Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Remiss

Ange att odling avseende difteri önskas, kliniska data och eventuell antibiotikabehandling.

Tänk på: Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.

Bedömning och svarsrutiner

Växt respektive ingen växt av *C. diphtheriae* besvaras. Efter analys på Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se anges om stammen är toxinbildande eller inte.

Proverna svaras ut via CR, CentralRegistret, och för de kunder som inte är anslutna till CR skickas provsvaren per fax eller brev.

- [Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)
- [Remiss](#)