

Legionellaantigen i urin

Indikation

Misstanke om legionellainfektion.

Provmaterial

Urin minimum 1 ml.

Analysprincip

Kvalitativ snabbtest. Immunokromatisk membranmetod för påvisande av lösligt *Legionella pneumophila* serogrupp 1 antigen i urin hos patienter med pneumoni.

Provtagningsmaterial

6 eller 10 ml rör utan tillsats med skruvkork (gul eller vit). Se allmänna provtagningsanvisningar [KMIKAP0191](#).

Provtagning

Vanligt urinprov.

Provtransport

Transport snarast möjligt till laboratoriet. Vid förvaring: kylskåp.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss.](#)

Bedömning och svarsrutiner

I svaret anges:

Positiv reaktion = förekomst av legionellaantigen i urinen.

Negativ reaktion = ingen förekomst av legionellaantigen i urinen.

Positiv reaktion talar starkt för aktuell legionellainfektion.

Svarsrutin: Analysen utförs dagligen och svarstiden beräknas vara 1-2 arbetsdagar. Svarstider avser tiden från att provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.