

# Toxoplasma gondii

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Metoder</b>      | <b>PCR (påvisning DNA)</b><br>Toxoplasma gondii-DNA (kvalitativ).<br><br><b>OBS! PCR utförs ej på serum.</b><br><br><b>Serologi (antikroppspåvisning)</b><br>Toxoplasma gondii-antikroppar IgG, IgM.<br>Ingår även i analysblocken Neurotrofa virus och TORCH.  |
| <b>Provmaterial</b> | <b>PCR (påvisning DNA)</b><br>EDTA-blod, glaskropp, cerebrospinalvätska ("likvor"), vävnadsmaterial<br><br><b>Serologi (antikroppspåvisning)</b><br>Serum   |
| <b>Provåtgång</b>   | För PCR-analys krävs 0,5 ml prov.<br>För serologisk analys krävs minst 0,5 ml serum.  |
| <b>Svarsrutiner</b> | <b>PCR (viruspåvisning DNA)</b><br>Toxoplasma gondii-DNA (kvalitativ) utförs 2 ggr/vecka. Svarstiden är 1-7 dagar.<br><br><b>Serologi (antikroppspåvisning)</b><br>Toxoplasma gondii-antikroppar IgG utförs varje vardag.<br>Toxoplasma gondii-antikroppar IgM utförs varje vardag.<br>Svarstid 1-3 dagar.<br><br>Svarstider avser tiden från provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut.<br>Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar. |

## [Provtagningsanvisningar](#)