

Gonokockodling

För PCR avseende gonokocker - se anvisningar för [Chlamydia trachomatis / gonokocker](#).

Indikation

Misstanke om infektion med gonokocker.

Provmaterial

Sekret från t.ex. uretra, cervix, rektum, svalg och ögon.

Analysprincip

Odling

Provtagningsmateriel

Provtagningsset för odling

[Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)

Provtagning

Uretra: Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagningen. På kvinnor tas provet från uretramynningen och på män förs provtagningspinnen in någon centimeter i uretra och roteras försiktigt.

Cervix: Provtagningspinnen förs in i cervixostiet och roteras.

Rektum: Provtagningspinnen förs upp 3-4 cm i analkanalen och roteras mot rektalslemhinnan.

Svalg: Provtagningspinnen roteras mot tonsillerna och bakre svalgväggen.

På kvinnor bör gonokockodling tas både från uretra och cervix för att öka utbytet.

Ögonprov: Se provtagningsanvisning [Ögonsekret](#).

Provtransport

Transporttiden till laboratoriet bör inte överstiga 24 timmar. Provtagningsrören skall förvaras i kyl i väntan på transport. Försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Bedömning och svarsrutiner

Negativa odlingar besvaras vardagar efter tre dagar.

Proverna svaras ut elektroniskt till CentralRegistret (CR) eller AsynjaVisph (AV). För de kunder som inte är anslutna till CR eller AV skickas provsvaren per fax eller brev.