

Kolera

Indikation

Vid misstanke om kolera är det en fördel om kontakt tas med Bakteriologiska laboratoriets faecesavdelning innan prov sänds, tel. 031-342 44 98 alternativt 031-342 49 45.

Provmaterial

Faeces.

Analysprincip

Odling görs på selektiva odlingsmedier.

Provtagningsmateriel

Provtagningsset art.nr 103605440 E-swab med vit kork; styv flockad pinne med lite större topp, eller art.nr 108388760 Faecesburk med sked 15 ml med skruvlock.

Provtagning

Stryk toppen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring utan att först torka med papper. Kontrollera att provtagningspinnen helt säkert blivit förorenad med avföring från patienten. En liten mängd avföring på pinnens spets är tillräckligt. Pinne sticks ner i transportmediet och pinnen bryts av enligt anvisning. Låt pinnen vara kvar i provtagningsröret och skruva på locket.

Provtransport

Tag prov så att det kan nå laboratoriet inom 6 timmar. Om detta inte är möjligt, tas dessutom prov i ett rör med alkaliskt peptonvatten (kolera-rör), som kan fås efter beställning från salmonella-avdelningen.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#), eller elektronisk beställning. Ange att kolera-undersökning önskas.

Bedömning och svarsrutiner

Vid fynd av *Vibrio cholerae* hos inläggande patient lämnas telefonsvar samt skriftligt svar och stammen skickas även till Folkhälsomyndigheten för analys avseende toxingener. Övriga svar besvaras skriftligt.

Proverna svaras ut elektroniskt. För de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev.

Svar lämnas vanligen inom 2-3 vardagar från provets ankomst till laboratoriet.

Tänk på:

Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.

Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Proverna svaras ut elektroniskt, och för de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev.

Läs mer

[Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)
[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#)

Vid frågor kontakta faeces-lab på 031-342 44 98