

TORCH

Metoder	Serologi (antikroppspåvisning) Blocket "TORCH" innefattar analyserna: Toxoplasma gondii IgG och IgM antikroppar Rubellavirus IgG och IgM antikroppar Cytomegalovirus IgG och IgM antikroppar Herpes simplex virus 1 och 2 IgG och IgM antikroppar Parvovirus B19 IgG och IgM antikroppar
Provmaterial	Serum
Provåtgång	För serologisk analys krävs minst 1 ml prov.
Svarsrutiner	Analyserna utförs 1-5 gånger i veckan och svarstiden beräknas vara 1-7 arbetsdagar. Svarstider avser tiden från att provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.

[Provtagningsanvisningar](#)