

Acanthamoeba

Indikation

Acanthamoeba orsakar ögoninfektioner speciellt hos kontaktlinsebärare.

Provmaterial

Skrap från keratithärd överförs till en liten mängd fysiologisk koksaltlösning i sterilt rör.

Kontaktlinn kan sköljas i fysiologisk koksaltlösning eller linssköljvätska och placeras i sterilt rör.

Analysprincip

PCR (polymerase chain reaction) och sekvensering av den bakteriella genen för 16S rRNA.

Provtransport

I väntan på transport bör provet förvaras i kyl. Vid längre transport än 24 timmar rekommenderas kyltransport.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#). På remiss anges kliniska och epidemiologiska data. Det är väldigt viktigt att ange på remissen att analys för Acanthamoeba önskas.

Bedömning och svarsrutiner

Acanthamoeba har påvisats, alternativt: Ingen förekomst av Acanthamoeba.

Speciella frågeställningar

Tag kontakt med DNA-lab, tel 031-342 46 98