

Tejpprov

Bästa sättet att påvisa infektion med springmask (*Enterobius vermicularis*).

Provtagning

Provtagning skall utföras på morgonen före uppstigning. Klistersidan av genomskinlig tejp trycks mot analöppningen och tejpens placeras därefter på objektglas. Provet håller i månader.

Analysprincip

Objektglas med tejp undersöks i mikroskop för att påvisa springmaskägg.

Analys beställes som [”Faeces, cystor och maskägg \(mikroskopi\)”](#), med angivet provmaterial ”tejpprov”.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#). Kliniska och epidemiologiska data anges på remiss.

Svar

Förekomst av springmaskägg. Proverna svaras ut elektroniskt inom 3 dygn från dess att provet ankommer till oss. För de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev.

Tänk på:

Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.

Läs mer

[Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)