

Arcanobacterium haemolyticum/ Fusobacterium necrophorum - PCR

Indikation

Misstanke om klinisk infektion med eller bärarskap av *Fusobacterium necrophorum* och/eller *Arcanobacterium haemolyticum* i tonsillerna och svalget.

Provmaterial

Prov från tonsillerna och svalget.

Analysprincip

PCR-teknik.

Provtagningsmateriel

Styv bomullspinne med plast- eller metallskaft (ej trä) i sterilt rör med 1 ml koksalt eller ESwab.

Provtagning

Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner två gånger längs tonsillen. Provtagningspinnen förs efter provtagningen ner i röret med transportmedium.

Provtransport

Provet sänds omgående till laboratoriet. Om detta inte är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#). Ange på remissen att diagnostik av *Fusobacterium necrophorum*/*Arcanobacterium haemolyticum* önskas.

Bedömning och svarsrutiner

Förekomst eller inte av *Fusobacterium necrophorum*/*Arcanobacterium haemolyticum* besvaras.