

Snabb-PCR, Norovirus (GeneXpert)

Snabbanalys av Norovirus med hjälp av GeneXpert instrumentering placerade på Klinisk kemi 24/7 verksamhet.

Metoder	<p>PCR (viruspåvisning RNA)</p> <p>Norovirus Typ GG1 (kvalitativ)</p> <p>Norovirus Typ GG2 (kvalitativ)</p>
Provmaterial	<p>PCR (viruspåvisning RNA)</p> <p>Faeces, rektalsvabb</p> <p>Provtagning av rektalsvabb sker i upphandlade E-swab rör.</p> <p>Faeces tas i avsedd upphandlad faecesburk.</p>
Provåtgång	<p>För PCR-analys krävs 1 ml prov alt. en klick faeces i ”storleken av en ärtä”</p>
Svarsrutiner	<p>PCR (viruspåvisning RNA)</p> <p>Kvalitativ analys av Norovirus (RNA) utförs dagligen på 24/7 verksamheter tillhörande klinisk kemi på Östra och Mölndal.</p> <p>Svarstid: ca 3-4 timmar efter ankomst till laboratoriet.</p>

[Provtagningsanvisningar](#)