

## Snabb-antigen analys, SARS-CoV-2 (LumiraDX)

Snabbanalys av SARS-CoV-2 antigen (covid-19) med hjälp av LumiraDX instrumentering placerade på Klinisk kemi 24/7 verksamhet.

<b>Metoder</b>	<b>Serologi (antigenpåvisning)</b>  SARS-CoV-2 antigen (kvalitativ)
<b>Provmaterial</b>	<b>Serologi (antigenpåvisning)</b> Nässlemhinnesekret taget med flockad pinne UTAN transportmedium i ett transportrör.  Se namn och artikelnummer nedan för beställning på marknadsplatsen.
<b>Provåtgång</b>	Ej relevant. Provmaterialet som sitter i den flockade pinnen efter provtagning krävs i sin helhet vid analys.
<b>Svarsrutiner</b>	<b>Serologi (antigenpåvisning)</b> Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 antigen utförs dagligen på 24/7 verksamheter tillhörande klinisk kemi på klinisk kemi på Sahlgrenska, Östra, Mölndal, Alingsås och Kungälv.  Svarstid: ca 1-2 timmar efter ankomst till laboratoriet.

### [Provtagningsanvisningar](#)

#### Namn på Provtagningsrör och artikelnummer för beställning på marknadsplatsen:

##### Provtagningspinne:

Namn: Provtagningspinne till LumiraDx SARS-CoV-2 antigen analys (125st/fp)

Artikelnummer: 200004136

##### Transportrör:

Namn: Transportrör till LumiraDX

Artikelnummer: 200003348