

Candida auris screening

Indikation

Misstanke om förekomst av *Candida auris* hos patient med ökad risk för bärarskap.

Provmaterial

Prov från näsa (främre näsöppning), axill och ljumske, samt i andra risklokaler exempelvis sår, hudlesioner, infarter, trach och KAD om förekommande.

Provtagning

Prover tas med provtagningspinnar (Eswab).

Näsa: För in provtagningspinnen i näsan och rotera försiktigt.

Axill och ljumskar: Odlingsprov tas från båda axillerna och båda ljumskarna (använd samma odlingspinne till alla 4 lokalerna). Före provtagning fuktas pinnen i steril natriumklorid för att öka upptaget av svamporganismer.

Svep både armhålan och ljumskan med samma pinne. Gnugga alla sidor av pinnprovsspetsen över den vänstra axillens hudyta och sedan den högra, rikta in dig på vecket i huden där armen möter kroppen (dvs. armhålör, svep fram och tillbaka 5 gånger per armhåla).

Med samma pinne som används på axillen, gnugga båda sidorna av pinnspetsen över den vänstra ljumskans hudyta och upprepa med den högra sidan (dvs. av båda höftveckan, svep fram och tillbaka 5 gånger per höftveck).

För övriga risklokaler se separat provtagningsanvisning för de aktuella lokalerna.

Provtransport

Omgående transport till laboratoriet. Vid förvaring: Max 3 dagar i kylskåp.

Remiss

Bakteriologiska laboratoriets pappersremiss eller elektronisk beställning. Ange ”MRB screening + *Candida auris*” i remisstext oavsett beställning.

Bedömning och svarsrutiner

- Ingen växt av *Candida auris*.
- Vid växt av *Candida auris* anges art samt resistensmönster.

Proverna svaras ut elektroniskt, och för de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev. Svar lämnas vanligen inom ca 4 arbetsdagar/vardagar från provets ankomst till laboratoriet.