

Cystektomipreparat

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Remissanvisningar ” PAD-remiss Allmän
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.
Fixering	Allmänt gäller att preparatet ska läggas i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Använd minst fem gånger preparatvikten.
Utförande	Cystektomipreparat inskickas formalinfyllt. Preparatet kan lämnas till patologavdelningen oppklippt med kateter i uretra alternativt fylls blåsan via kateter med formalin - använd 20-60 ml sprutor (buffrad formalin 10%), kateter och uretra knyts om, uretärer utmärkes på valfritt sätt. Om detta förfarande inte är genomförbart fixeras blåsan oppklippt i framvägg och uppnålad på platta.
Kontakt	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16
Transport	Prov skall lämnas direkt till lab.personal vid Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00