

Provtagningsanvisningar Patologi

Prover med lymfomfrågeställning

Remiss	PAD-remiss ifylls enligt anvisningar för vårdgivare på Klinisk Patologis externa hemsida.
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.
Fixering	Färska ofixerade vävnadsprover t.ex. lymfkörtlar, mjälte mm Kompress fuktad med fysiologisk koksaltlösning Nålbiopsier: 4 % fosfatbuffrad formaldehyd Benmärgsbiopsier 4 % fosfatbuffrad formaldehyd
Utförande	Färska ofixerade vävnadsprover t.ex. lymfkörtlar, mjälte mm Lägg i kompress genomdränkt med fysiologisk koksaltlösning och placera i en provburk. Provburken transporteras sedan kyld med is runt om (t.ex. i en större burk med isbitar). Nålbiopsier: Lägg provet direkt i burk <u>helt</u> fylld med formaldehyd. Benmärgsbiopsier: Lägg direkt i rör fyllt med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd OBS! Skicka med perifert blod- och benmärgsutstryk.
Övrigt	Färska prover med misstänkt TB-frågeställning, HIV, hepatit B och Cska fixeras med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd direkt vid provtagningen.
Kontakt	Förfrågningar kan ställas direkt till laboratoriet Dorotea Berkowicz (BMA) tel. 031-342 30 22/ 031-342 15 16 Ulrika Hansson (läkare) 031-342 19 24
Transport	Skicka omgående till Patologen, Sahlgrenska Sjukhuset, Gula Stråket 8. Ring provinlämningen och meddela att ett prov kommer, tel. 031-342 15 16 Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 För övrig tid kontakta laboratoriet och kom överens om hur man ska hantera provet.