

Neuroblastomprov för Arrayanalys eller FISH

***Tumörbit**, ofta från primärtumör, bör skickas fryst: torr eller i fysiologisk koksaltlösning.

***Biopsi från finnål- eller mellannål-punktion** bör skickas fryst: torr, i fysiologisk koksaltlösning eller skickas i rumstemperatur. i RNA-later (RNA Stabilization Reagent, Qiagen, cat.nr. 76104).

***Imprint, cytospinglas eller benmärgsutstryk** kan skickas i rumstemperatur, men det går även att skicka dem frysta.

***EDTA blod** Förvara provet i kylskåp i väntan på transport.

***Benmärg** bör skickas kylt.

Vid frågor om Neuroblastomprov kontakta ansvarig sjukhusgenetiker på 031-343 4123 eller 031- 343 4803.