

REMISS IMMUNOLOGISKA LABORATORIET PRECIPITERANDE ANTIKROPPAR

Avsändare		Patient: personnummer, efternamn, förnamn	
Provtagningsdatum	Remitterande läkare	Provtagningsansvariges namn och telefonnummer	
		Debiteringsadress om annan än avsändaren	
Expositionsdata i arbetsmiljö <input type="checkbox"/> Jordbruk <input type="checkbox"/> Skogsindustri <input type="checkbox"/> Fliseldning <input type="checkbox"/> Arbete med möjligt växt- el djurmaterial <input type="checkbox"/> Andra misstänkta miljöfaktorer		Expositionsdata i hemmiljö <input type="checkbox"/> Fåglar <input type="checkbox"/> Luftfuktare <input type="checkbox"/> Fliseldning <input type="checkbox"/> Tecken på mögelväxt	
Symptom (feber, hosta, andnöd, etc)			
Rtg-förändringar	SR	Lungfunktion	
Preliminär diagnos			

Test med lämpliga antigen förkryssas eller markeras med linje

Farmers lung/mögel-antigen
F rectivirgula
T vulgaris
Asp.umbrosus
Alternaria
Botrytis
Cladosporium
Stachybotrys
Paecilomyces
Penicillum
Pullularia

Candida

Aspergillusantigen
Asp.fumigatus
Asp.umbrosus
Asp.niger
Asp.flavus
Asp.oryzae

Undulatantigen
 Zebrafinkantigen
 Kanariefågelantigen
 Papegojantigen
 Hönsantigen
 Duvantigen
 Nymfparakitantigen
 Luftfuktarrantigen
 Sädesslagsantigen
 Svinantigen

PROVTAGNING OCH TRANSPORT

Provtagning

1 mL serum för undersökning av antikroppar mot mögelantigen och Farmers lung antigen.

0,5 mL serum för undersökning av antikroppar mot vardera fågelantigen och luftfuktarantigen.

Blod/Serum: Rör utan tillsatser. Gelrör går bra.

Serumprovet behöver **inte** frysas vid transport till laboratorium.

Skicka inte serumprov dagen innan helg.

Kom ihåg

- Fyll alltid i klinisk data
- Ange såväl remitterande läkare som provtagarens namn och telefonnummer
- Se till att ert telefonnummer syns på remissen och är aktuellt
- Kontakta gärna Immunologiska laboriet (031-342 18 87) vid oklarhet eller förfrågningar

Hemsida: www.sahlgrenska.se

Adress

Immunologiska laboriet
Box 7193
402 34 Göteborg

Telefon och faxnummer

Expedition, provsvar: 031-342 49 17
Allergilab: 031-342 18 87