

## REMISS TILL STAMCELLSLABORATORIET FÖR HANTERING OCH INFrysNING AV AUTOLOGA ÖGONDROPPAR

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Stamcellslaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
Vita stråket 11, 413 45 Göteborg **Tel 031-3429570** (alt. 031-3247694) **Fax 031-824912**

Rem. avd	DIN (Fylls i av stamcellslab)	Patient ID (Namn, personnummer, adress och Telefonnummer)
----------	-------------------------------	---

Anamnes:

Patienten bedömd lämplig att:  
Klara av aktuell blodtappning och hantering av ögondroppar  
Ja  Nej

Önskad typ av autologa ögondroppar (ca 30-50 st. sprutor <sup>1*</sup> )	Önskad behandlingsstart, datum
100 % Serumdroppar <input type="checkbox"/>	
20 % Serumdroppar <input type="checkbox"/>	
PRP (platelet rich plasma) ögondroppar <input type="checkbox"/>	

Engångsbehandling (ny remiss krävs vid nästa tillfälle)	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Planerad tillsvidarebehandling	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Får patient boka ny tid själv	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Frisläppning först efter färdig sterilkontroll	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Frisläppning med anmärkning innan färdig sterilkontroll <sup>2*</sup>	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>

*\*Se information på remissens baksida*

Ordinerande läkare Signatur och namnförtydligande:	Kontaktuppgifter Läkare (telefonnummer/E-post)
--	--

Remissbekräftelse från Stamcellslaboratoriet

**Sofia Frändberg** [sofia.frandberg@vgregion.se](mailto:sofia.frandberg@vgregion.se)  
Specialistläkare, Stamcellslaboratoriet,  
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin SU/Sahlgrenska tel:0736601760

Laboratoriet är godkänd som vävnadsinrättning av IVO  
Information om detta finns tillgänglig på stamcellslaboratoriet



**REMISS TILL STAMCELLSLABORATORIET  
FÖR HANTERING OCH INFrysNING AV AUTOLOGA ÖGONDROPPAR**

*Remissinformation:*

*\*1: Antal sprutor som patienten får är ca 30-50 st. som beräknas räcka minst en månad.*

*1 spruta tinas dagligen och innehållet skall räcka till tre behandlingar av båda ögonen per dag.*

*Antalet sprutor kan variera med avseende på patientens Hb.*

*Patientens Hb kontrolleras vid varje tappning. Vid behov tas kontakt med remitterande ögonläkare för eventuella åtgärder.*

*\*2: Vid varje tillverkning av ögondroppar kontrolleras steriliteten.*

*Efter tillverkningen förvaras sprutorna i -20°C frys på stamcellslaboratoriet i väntan på slutgiltigt svar på steriltestet. (10 dagar). Därefter kan patienten hämta ut sprutorna enligt överenskommelse med laboratoriet.*

*Om behov finns att patienten måste starta sin behandling snarast kan ögondropparna frisläppas med anmärkning (steriltestet inte klar). Detta görs endast i samråd med remitterande ögonläkare genom att ett formulär faxas från Stamcellslaboratoriet till Ögonkliniken för underskrift och godkännande av frisläppningen. Formuläret faxas därefter tillbaka till Stamcellslaboratoriet.*

***Fax numret till Ögonkliniken skall anges på remissens framsida.***

