

Gastroenteritblock

Metoder	PCR (viruspåvisning DNA/RNA) Gastroenteritblock (kvalitativ) innefattar analys av följande agens: Adenovirus DNA Astrovirus RNA Calicivirus (norovirus och sapovirus) RNA Rotavirus RNA Filmarray I särskilt akuta fall – efter telefonkontakt med virusdetektion (tel 031-342 47 48) eller jourhavande virolog – kan en alternativ snabb-PCR användas.
Provmaterial	Faeces, kräkning, rektalsvabb, ESwab.
Provåtgång	För PCR-analys krävs 1 ml prov alt. en klick faeces i ”storleken av en ärt”. För Filmarray krävs 1 ml prov alt. en klick faeces i ”storleken av en ärt”.
Svarsrutiner	Gastroenteritblocket analyseras veckans alla dagar. Prov för gastroenteritblock analyseras och besvaras samma dag, såvida provet kommer till laboratoriet före klockan 08:30.

Provtagningsanvisningar

Läs mer om [adenovirus](#), [astrovirus](#), [calicivirus](#), [rotavirus](#).