

# Tetanus - antikroppsbestämning (stelkramp)

## Indikation

Kontroll av skyddande antikropps nivå. Utredning av immundefekt eller vaccinationseffekt.

## Analysprincip

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Kvantitativ bestämning av IgG antikroppar mot tetanustoxoid i serum.

## Provtagning

Venblod eller serum, 2-10 mL tas i rör utan tillsats lämpligen vacutainerrör. Minsta provvolym 200 µL serum.

Tas före och 2-4 veckor efter vaccination.

## Provtransport

Omgående till laboratoriet. Vid förvaring: Kylskåp.

## Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#). Ange vaccinationsdatum.

## Bedömning och svarsrutiner

### I svar anges:

< 0,01 IU/mL	Ingen immunitet.
≥ 0,01-1,0 IU/mL	Kortvarig immunitet föreligger sannolikt. Booster-vaccination kan rekommenderas.
> 1,0 IU/mL	Långvarig immunitet föreligger.

**Svarsrutin:** Analysen utförs en gång i veckan och svarstiden beräknas vara 1–14 arbetsdagar. Svarstider avser tiden från att provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.