

Stickskada

Metoder	Serologi (antikropps-/antigenpåvisning) Blocket "Stickskada" innefattar analyserna: Hepatit B s-antigen (HBsAg) Hepatit C antikroppar HIV antigen/antikropp På personal analyseras även Hepatit B antikroppar mot s-antigen (AHBs).
Provmaterial	Serum
Provåtgång	För serologisk analys krävs 1 ml prov/analys i 10-ml rör utan tillsats. I undantagsfall kan analysen utföras med mindre blodmängd, minirör 1-2 ml eller kapillärrör.
Svarsrutiner	Analysen utförs 6 gånger i veckan och svarstiden beräknas vara 1-2 arbetsdagar. Svarstider avser tiden från att provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.

[Provtagningsanvisningar](#)