

## Snabb-PCR, SARS-CoV-2 (VitaPCR)

Snabbanalys av SARS-CoV-2 (covid-19) med hjälp av VitaPCR instrumentering placerade på Klinisk kemi 24/7 verksamhet.

<b>Metoder</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b>  SARS-CoV-2 RNA (kvalitativ)
<b>Provmaterial</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b> Nasopharynxsekret provtaget med flockad pinne i avsett transportmedium i speciellt avsett provrör.  Se namn och artikelnummer nedan för beställning på marknadsplatsen.
<b>Provåtgång</b>	Ej relevant. Rör med transportmedium finns endast i en volym.
<b>Svarsrutiner</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b> Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 (RNA) utförs dagligen på 24/7 verksamheter tillhörande klinisk kemi på klinisk kemi på Sahlgrenska, Östra, Mölndal, Alingsås och Kungälv.  Svarstid: ca 2-4 timmar efter ankomst till laboratoriet.

### [Provtagningsanvisningar](#)

#### Namn på Provtagningsrör och artikelnummer för beställning på marknadsplatsen:

Namn: VitaPCR, provtagnings- och analysreagens SARS-CoV-2

Artikelnummer: **200005371**