

Prostatektomier

Remiss	<p>PAD remiss kan skrivas ut direkt från vår hemsida. Remiss ifylls enligt anvisningar ”Remissanvisningar, Klinisk patologi och cytologi”</p> <p>Använd den särskilda remissen för radikal prostatektomi (följ länken nedan) REMISS PAD Sahlgrenska sjukhuset Radikal Prostatektomi</p>
Allmänt	<p>Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.</p>
Fixering	<p>Allmänt gäller att preparatet ska läggas i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Mängden formaldehyd skall vara 5-10 gånger större än provets volym.</p>
Utförande	<p>Forcerad fixering sker på operationsavdelningen. En enlitersburk förses med en gallerbotten. Under botten läggs en magnet. Provet placeras på gallret. Burken fylls med formaldehyd (minst 0,5 l) och ställs på en magnetomrörare i 24 timmar.</p>
Övrigt	
Kontakt	<p>Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16</p>
Transport	<p>Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet. All extern transport som utförs av Transportcentral SU/Mölnadal sker enligt ADR-S 6.2. Godsdeklaration skall medfölja.</p> <p>Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras fixerade prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle.</p> <p>Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.</p> <p>Hur prov skall förpackas se ”Packa Provet Rätt”, information från Folkhälsomyndigheten.</p>