

**Hanteringsanvisningar perinatalpatologi
(foster, placentor samt perinatalobduktioner) samt foster för särskilt omhändertagande
enligt SOSFS 2009:15 där undersökning inte önskas)**

Remiss	För fall där morfologisk undersökning önskas ifylles adekvat remiss enligt Remissanvisningar . PAD-remiss Allmän REMISS KLINISK OBDUKTION
Allmänt	<p>Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.</p> <p>För foster för särskilt omhändertagande enligt SOSFS 2009:15 sändes fostret till Laboratoriet för klinisk patologi enligt nedan, men endast "Läkarintyg till patologavdelning för omhändertagande av foster enligt begravningslagstiftningen enl SOSFS 2009:15 skall medfölja. Blanketten måste vara komplett ifylld.</p>
Fixering	Ingen fixering.
Utförande	<p>Placenta Använd PAD-remiss utfylld på modern. Ange gestationslängd samt ev specifik frågeställning på remissen. En tillräckligt stor burk med tättslutande lock skall användas.</p> <p>Foster Använd PAD-remiss utfylld på modern. Som foster räknas födda efter graviditetsvecka 12 och t.o.m graviditetsvecka 21 (se dock nedan). Fostret skall placeras i en tillräckligt stor behållare av lämplig beskaffenhet, gärna vit papperslåda, och bör svepas in i lämpligt material.</p> <p>"Läkarintyg till patologavdelning för omhändertagande av foster enligt begravningslagstiftningen SOSFS 2009:15" skall bifogas varje foster (v12-21) som sänds till patologlaboratoriet för PAD undersökning.</p> <p>Barn Obduktionsremiss används för barn (perinatal obduktion). Som barn räknas alla födda efter ingången av graviditetsvecka 22, födda före vecka 22 som visat livstecken eller födda med oklar graviditetslängd men kroppslängd över 35 cm. Som patientidentifikation användes födelsedatum samt barnnummer eller annat reservnummer, om inget komplett personnummer finns.</p>
Kontakt	Obduktionsavdelningen, Laboratoriet för klinisk patologi och genetik, Gula stråket 8, telefonnummer 031 – 342 14 39, faxnummer 031-824754
Transport	<p>Foster och placenta skall sändas med direkttransport till Sahlgrenska sjukhuset snarast möjligt, helst inom två dygn.</p> <p>Foster och placenta skall lämnas till Obduktionsavdelningen måndag-fredag 08:00-15:00. Om obduktionsavdelningen är obemannad kan prov även lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 måndag-fredag.</p> <p>Förvaringen fram till transporten skall ske i kylskåp.</p>